

Инструкция по применению «Унигель»

Описание:

Универсальный электродный гель "Унигель" для электрофизиологических медицинских исследований.

Способ применения и дозы:

Гель электродный наносится непосредственно на электрод, либо тело пациента, легко распределяется по коже, долго не сохнет, обеспечивая хороший контакт электрода с телом пациента.

После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой.

Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит электроды, водорастворим.

Действующее вещество:

Аминокислоты и пребиотические волокна

Условия отпуска из аптек:

По рецепту

Лекарственная форма:

гель для наружного применения

Возможные названия товара:

Гель для ЭКГ Унигель электродный контактный флакон 250 г