

Инструкция по применению геля-концентрата с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой 2 %

Основной активный ингредиент геля-концентрата - низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Она свободно проникает через кожный покров, активно воздействует на морщины и разглаживает их, стимулирует выработку естественной гиалуроновой кислоты клетками кожи. За счет высокой концентрации, гель оказывает эффект мгновенного лифтинга и позволяет достигнуть максимального эффекта от аппаратной косметологии с первой процедуры, не прибегая к инъекционным методикам и пластической хирургии.

Активные ингредиенты:

низкомолекулярная гиалуроновая кислота

Применение:

лазерная, микротоковая, ультразвуковая терапия, ионофорез, электропорация, RF-терапия, профессиональный и домашний уход.

Срок хранения:

3 года